

# LAEVO ESOSCHELETRO



# Panoramica



- 1) bretelle
- 2) supporto da petto
- 3) fibbia dell'imbottitura pettorale
- 4) cuscinetti supporto da petto
- 5) struttura sinistra del torso
- 6) struttura destra del torso
- 7) cuscinetti anca
- 8) fibbia della cintura anteriore
- 9) linguetta cintura anteriore
- 10) cintura anteriore
- 11) etichetta articolazione intelligente
- 12) cintura posteriore (e linguette)
- 13) imbottitura per i fianchi
- 14) cintura natiche
- 15) giunto intelligente
- 16) strutture gamba
- 17) cuscinetti gamba
- 18) indicatore dimensione struttura
- 19) pulsante blocco struttura
- 20) blocco di regolazione dell'angolazione
- 21) indicazione dell'angolazione
- 22) pulsante supporto acceso/spento

## Applicazione

Laevo è un esoscheletro ideato per esercizi che implicano la inclinazione in avanti e sollevamenti continui.

Laevo diminuisce la tensione nella zona lombare quando si piega la schiena.

### Indicazioni per l'uso

Laevo è ideato per prevenire, trattare o alleviare il dolore lombare. Laevo deve essere usato in conformità alle sue indicazioni.

- Da usare quando si desidera prevenire o quando si ha dolore di schiena
- In caso di dubbi sul suo uso corretto, contattare Laevo

### Controindicazioni

Non usare nei seguenti casi:

- impianto di pacemaker
- protesi mammarie
- rimozione di linfonodi ascellari

Consultare un medico prima di usare Laevo nel caso si sia verificato o si verifichi uno dei seguenti episodi prima o durante l'uso:

- ernia inguinale
- ernia
- lesione al ginocchio
- protesi dell'anca
- protesi del ginocchio
- iperestensione del ginocchio
- recente operazione chirurgica
- patologie/lesioni della pelle
- infiammazione
- cicatrici
- arrossamento della pelle

## Postura di lavoro, esercizi e attività

Laevo supporterà la zona lombare durante:

- inclinazione in avanti, mantenimento di quest'ultima posizione e ritorno alla posizione eretta,
- Sollevamento.

**ATTENZIONE:** Non sollevare pesi superiori a quelli consentiti dalla legge:

### **Rischio di lesioni alle braccia e ad altre parti del corpo**

- Non usare Laevo per sollevare carichi pesi superiori a quelli consentiti
- Non usare Laevo come sostituto di ausili di sollevamento per carichi pesanti

Laevo consente o supporta parzialmente le seguenti attività:

- Inginocchiarsi
- Accovacciarsi
- Stiramento verso l'esterno e verso l'alto
- Rotazione
- Camminata

**CONSIGLI:** Spegnerne il supporto prima di:

- Salire e scendere le scale
- Sedere
- Guidare veicoli professionali per uso interno a bassa velocità come ad esempio un carrello elevatore

**AVVERTIMENTO!** Attività involontarie

### ***Rischio di situazioni pericolose***

- Non correre, arrampicarsi, lavorare ad altezze elevate o guidare veicoli all'aperto
- Usare Laevo solo per scopi professionali (a lavoro)